

## Kennzeichnung von chirurgischen Instrumenten



**Werkstoff:** CrNi-Stahl

**Beschriftung durch:** Oxidation (Anlassbeschriftung)

**Taktzeit:** 8 Sek. (inkl Handling)

**Installation:** 07/2002

**Beschreibung:** Chirurgische Instrumente werden mit einem 2D Datamatrix Code nach HIBC Standard manuell beschriftet und verifiziert. Es wurden 2 Laserbeschriftungsanlagen in einem Beschriftungsmobil installiert, welche es ermöglichen, die Kennzeichnung direkt beim Kunden (Krankenhaus) durchzuführen.